

medi foot sport



For active sports

- shock absorption
- high endurance
- breathable

Для активного спорта

- хорошая амортизация
- высокая износостойчивость
- воздухопроницаемость

medi foot sport profi



For professional sports

- extra shock absorption
- high endurance
- breathable

Для профессионального спорта

- повышенная амортизация
- высокая износостойчивость
- воздухопроницаемость

medi foot comfort



For sensitive feet

- gentle arch support
- makes every shoes comfortable

Для чувствительных стоп

- мягкая поддержка стопы
- делают удобной любую обувь

medi foot light



For women's fancy shoes

- ultra thin and lightweight
- for every heel height

Для модельной обуви с каблуком

- минимальная толщина и вес
- идеально моделируются по размеру обуви

medi foot travel



For high performance

- rigid arch support
- protection of feet in cold exposure

Для сильных нагрузок

- жесткая поддержка сводов стопы
- предохраняют ноги от переохлаждения

medi foot natural



For everyday

- breathable
- high endurance

Для повседневного использования

- «дышащая» фактура
- повышенная износостойчивость

medi foot soft



For problem feet

- gentle support
- correction of foot defects
- keep feet at a comfortable temperature
- uniformly distributed load

Для проблемных ног

- оказывают щадящую поддержку
- компенсируют дефекты стопы
- обеспечивают оптимальный температурный баланс
- равномерно распределяют нагрузку по всей стопе

КОРРЕКТОРЫ МЕДИЦИНСКИЕ

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04884 от 18.08.2009
Изготовитель: «МЕДИ ГмбХ энд Ко. КГ», Медикуштрассе 1, D-95448 Байройт, Германия
Импортер: ООО «МЕДИ РУС», 121609 Москва, ул. Осенняя, 4, корп. 1

medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
D-95448 Bayreuth
Germany
www.medi.de



ИМ 22

medi foot

Orthopaedic insoles
Стельки ортопедические

medi. I feel better.

medi foot

Orthopaedic insoles

Dear Patient,

Congratulations! You have received a pair of medi foot orthopaedic insoles.

medi foot product line is a result of collaboration between, technologists, biomechanics and designers.

In medical statistics, 8 out of 10 people will develop or already have flat feet. This may lead to inadequate shock absorption, joint and vertebral deformation. Early signs of flat feet may be Heavy Leg Syndrome, feet/shank pain, swollen feet and limitation of movement.

medi foot orthopaedic insoles are innovative functional foot orthoses. When used correctly they will provide many years of comfort and support. Wide range of insoles can be used not only as a treatment of flat feet but to cushion foot impact for a variety of activities. Properly prescribed insoles provide arch support, optimize biomechanics of movement and off-load your feet (e.g. when you do sport activity).

medi foot insoles are made of ecological materials using state-of-the-art technologies and meet all of the requirements of the European standards. In accordance with regulations, our products are subject to the conformity.

This will ensure high medical efficacy and comfort of our products.

Indications

- treatment of flat foot (I-II stage)
- rehabilitation after foot injury
- foot weakness due to functional insufficiency
- extra foot protection during sports activity, pregnancy, diabetes

Contraindications / Side effects

Individual intolerance of materials

Mode of action

- transverse and longitudinal arch support
- extra shock absorption and reduction of pain

Wearing instruction

Insoles should be used with regular closed footwear.

It is normal for the insoles to feel a bit odd at first (till 2 weeks). However, if at any time during the break-in period you experience pain that lasts for more than a day in your ankles, knees, hips, or back you should stop wearing the insoles and contact your doctor.

Cleaning instructions

Clean with a damp cloth using a mild detergent. Never use ointment, lotion or oil as detergent. Allow insoles to air dry (20-25 °C). Do not air dry near a heat source. Do not use solvents for remove stains. Do not dry-clean.

Storage instructions

Store in a cool dry place and protect from direct sunlight. 6 month limited warranty.

medi foot

Стельки ортопедические

Уважаемый Покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением ортопедических стелек medi foot от компании medi.

Создание стелек medi foot - результат совместной работы практикующих врачей, технологов, специалистов по биомеханике и дизайнеров.

По данным медицинской статистики более 80% населения Земли страдает плоскостопием, которое приводит к нарушению амортизирующей функции стопы, заболеваниям суставов и позвоночника. Тяжесть в ногах, боль в стопе и голени, отеки и, как следствие, ограничение физической активности, могут быть первыми признаками плоскостопия.

Ортопедические стельки medi foot - это инновационные лечебные и профилактические изделия, создаваемые для обеспечения максимальной помощи пользователям. Широкий ассортимент стелек и корректоров стопы позволяет осуществлять оптимальный выбор, как для лечения различных видов плоскостопия, так и для профилактического применения при повышенных нагрузках на стопу. Правильно подобранные стельки не только обеспечивают надежную поддержку сводов стопы, но и оптимизируют биомеханику движения, защищают от чрезмерных нагрузок при занятиях спортом и облегчают ходьбу.

Применение экологически чистых материалов и передовых технологий, соблюдение самых строгих европейских и международных стандартов качества при производстве, а также система контроля качества готовой продукции на соответствие требованиям этих стандартов, гарантируют Вам высокую медицинскую эффективность изделий и комфорт при использовании.

Вы приняли правильное решение для оздоровления Ваших ног и повышения качества Вашей жизни!

Показания

- Комплексное лечение и профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия III степеней
- Реабилитация после травм стопы
- Функциональная недостаточность мышечно-связочного аппарата стопы, проявляющаяся при длительной статической и динамической нагрузке
- Дополнительная защита стопы при занятиях спортом, беременности, сахарном диабете

Противопоказания / Побочные эффекты

Индивидуальная непереносимость материала изделия

Принцип действия

- Поддержка продольного и поперечного сводов стопы
- Улучшение амортизации стоп, уменьшение болевых ощущений в стопе

Рекомендации по использованию

Стельки вкладываются в стандартную обувь с закрытой пяткой. Период адаптации стопы к новым стелькам составляет около двух недель. При появлении/усилении болевых ощущений следует прекратить использование стелек и проконсультироваться у Вашего врача.

Рекомендации по уходу

Масла, лосьоны и мази могут повредить материал изделия. Стельки следует протирать мягкой тканью, смоченной бытовым моющим средством, и сушить при температуре 20-25 °C. Не сушите изделие в сушилке, на батарее или на солнце. Не гладьте. Не выводите пятна при помощи бензина или других растворителей. Не подвергайте химической чистке.

Рекомендации по хранению

Храните изделие в сухом месте при комнатной температуре. Предохраняйте от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.

Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев со дня покупки при соблюдении покупателем правил, изложенных в инструкции по использованию и уходу, прилагаемой к каждому изделию.